

IL23R - ج داضم بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج Wb و If/Icc و IHC-P و Elisa - Q5Vwk5 تاقيبطتل

CM0021148: رصنع ال مقرر



ةمدقم

بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج تاقيبطتل بسانمو، يرشبل IL23R فدهتسي آيبلصت لعافتي. WB و IF/ICC و IHC-P و ELISA. نيتورب: عنمتسم ال. ذجل وأفل وأسنال عم 510-629 (نيملأل ضامأل) بيكرتل داعم يحامدنأ ثاأ أو IL23/Th17 راسم ثاأأل يلاثم. (629-510) ةاذل أعانم الضارم.

ديزملا فرع

رايعم ال	هميقل
جتنم ال مسأ	IL23R Rabbit pAb
راعتسم ال مسال/اتاطحال ال	PSORS7: IL23R
عون ال	ناسنل
نيج ال فّرع م	149233
نيج ال فّرع م	149233
عنمتسم ال	NP_653302.2) يرشبل IL23R نم 510-629 ةنيملأل ضامأل لباقي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يحامدنأ نيتورب
ردصم ال	بنرأل
ةئف	لئاسنل ددعتم داضم مسج
قيبطتل	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
يبلصت لعافت	ذجل، وأفل، ناسنل
SWISS	Q5VWK5
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 72
نحش ال	جلت ةبيقح