


Wb و Elisa - P05112 جـل بنرألا نم ةلېسننلا يداحأ IL4 داضم رصنعلا مقرر: CM0005739



ةمدقم

بنرألا نم صتؤم ةلېسننلا يداحأ داضم مت (IL4) يرشبال 4-نيكولرتنإ فدهتسي يبرغلل بيسررتلا تاقيبطتل هنم ققحتلا في ققحتلل يلاثم. ELISA و (Western blot) IgE، ةئف ليوحتو، ةيئابلا ايلخلل طيشنت، ةيباهتلالل تانكيوتيسلا تاراشإو.

ديزملال فرعا

لماعلا	ةميقل
جتنملا مسا	IL4 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
عونلا	ناسنإ
نيجال فرعم	3565
نيجال فرعم	3565
دصتسملا	يرشبال IL4 نم 25-153 ةنيئمالا صامحالا عم قفاوتيل لسلسلتي لىغ يوتحي صتؤم يجامدن نيئورب (NP_000580.1)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننلا يداحأ داضأ
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ناسنإ
SWISS	P05112
نيئوربال نزو	17kDa
نحشلا	جلت سيك