

Wb تاقىب بطتل Ing1 دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سح Elisa - Q9UK53 و

رصنع ال مقرر: CM0027577



ةمدقم

فدهتسي بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سح
هتحتص نم ققحتل مت، يرشبل ال ING1
أحباك ING1 دُغِي. ELISA و WB تاقىب بطتل
ومن ميطنت في p53 عم نواعتلابل لمعي ماروألل
وليك 47: عقتوتمل اليئزجل نزولا. ايالخل
نوتلاد.

ديزمل فرعا

ةمقيل	ةمقيل
جتنم ال مس	ING1 دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سح
ةلئب ءامس/اتطاحالم	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
عونل	يرشب
نيجل فرعم	3621
نيجل فرعم	3621
دضتسم ال	ING1 (NP_937862.1) يرشبل ال 80-180 نم ةلئسنل ددعت م داض م سح
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةلئسنل ددعت م داض م سح
قئبطتل	WB, ELISA
بلصم ال لعافتل	يرشب
SWISS	Q9UK53
نوتلاد وليك 47	نوتلاد وليك 47
نوتلاد وليك 47	نوتلاد وليك 47