

Inhibin alpha (Inha) Wb، Ihc-P، Elisa - P05111

CM0024372: رصنع ال مقرر

مقدم

فدهتسي ةليسننل ددعت م بنرأ داضم مسج Inhibin alpha (INHA) ه ن ققحتُم ،يرشبل ل عاف ت عم WB، IHC-P، ELISA، ف مادختسالل ددغل لثا ب أ ل ساسأ . ذجل او رأفل عم عطاقت م ةم اخنل -ءاطول روح م ةيلسانتل ءامصل ةيلسانتل ددغل .

ديزم ل فرع

راي عم ل	ه ي ق ل
جت نم ل م سا	Inhibin alpha (INHA) ل ءاضم ال ةليسننل ددعت م بنرأ ءاضم ال ماسجال
رخ أ ءامس/أطاح ال م	INHA; Inhibin alpha (INHA)
فدهتسم ل يجل ل ناكل	ناسنإل
م (يرشبل) نجل ل فرع م	3623
نجل ل فرع م	3623
يعانم ل دصتسم ل	Inhibin alpha (INHA) م 200-300 ةي نيم أ ل صام أ ل ن م ص ل س ل س ت عم ق ف ا و ت ي يعان ط ص ا د ي ت ب (NP_002182.1) يرشبل ل
ردصم ل	بنرأ
ة ف ل	ةليسننل ددعت م ءاضم ماسجال
ق ي ب ط ل	WB، IHC-P، ELISA
عطاقت م ل عاف ت ل	ذجل ل ، رأفل ، ناسنإل
SWISS	P05111
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل	ن و ت ل ا د و ل ي ك 40
ن ح ش ل	ج ل ث س ي ك