

Elisa - Q96Pe3 و WB لـ Inpp4A دص لئاسنل ددعتم داضم رمصنعلال مقر: CM0029878

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
WB لـ بسانم (Q96PE3) يرشبل INPP4A
رأفلا عم بلاصت لكش بلعافت. ELISA.
ةسارذل N-ةئاهنل ةقطنملا فشتكي. ذرل او
ةيامحل او ديتي سوني اوفسوفل تاراش
ةبصلال.

ديزملال فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	INPP4A Rabbit pAb
راعنسم مس/اتاطحال م	INPP4; TVAS1; INPP4A
عونلا	ناسن
ناسن (نجلال فرعم	3631
نجلال فرعم	3631
دصتسملا	INPP4A (NP_004018.1) يرشبل نم 1-250 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعتم دادصأ
قبطتل	WB, ELISA
بلاصتلا لعافتلا	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	Q96PE3
نيوربلا نرو	110kDa
نحشلا	جلت سيك