


Wb، Ihc- P، Elisa - P13612 جـ 4 افلأ لم اكمل ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م (Itga4/Cd49D)

مقرر: CM0012740 رصنع ال



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م جـ 4 افلأ لم اكمل بنرأل نم ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م (ITGA4/CD49d)، يرش ب ال WB، IHC-P، ELISA. رأفل ا عم أب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ي. ط س و ت م ل ا ق ا ص ت ل ا ل ا ة س ا ر د ل ي س ي ئ ر ف ش ا ك. ء ا ض ي ب ل ا ت ا ي ر ك ل ل ق ن ت ت ا ر ا س م و ل م ا ك م ل ا ب

ديزم ال فرع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	4 افلأ لم اكمل بنرأل نم ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م (ITGA4/CD49d)
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	IA4; CD49D; 4 افلأ لم اكمل (ITGA4/CD49d)
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3676
د ص ت س م ل ا	(P13612) (ITGA4/CD49d) يرش ب ال 4 افلأ لم اكمل نم 933-1032 ة ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ل غ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي غ ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P13612
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	115kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك