

**Elisa و Anti-Integrin-B1/Cd29 جـ لى سنن ايداح داضم
- P05556**

CM0002122: رصنع ل مقرر



ةمدقم

بنرأ نم recombinant ةلئسنل يداحأ داضم
(P05556) يرشب ال Integrin-β1/CD29 فدهتسي
عم ، ELISA و IF/ICC ل هتئحال ص نم ققحتل مت
ئلثم . ذرئل ورأفل عم بللصتم لعافت
نئرجئتئل تاراشؤ ائلأل قاصتل ثاأل

دي زملا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	Integrin-β1/CD29 Rabbit mAb
نوع المستضد / مصدره	CD29; FNRI; MDFA; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
النوع	إنسان
رقم التسلسل (إنسان)	3688
رقم التسلسل	3688
توصيف المستضد	(NP_002202.2) يرتبط بـ Integrin-β1/CD29 من 1-728 هيكلية الأصل غير متجانسة مع قوائم تسلسلات بروتينات recombinant التي تم إنتاجها في المختبر
رد المستضد	بشري
الموقع	على سطح الخلية
طريقة التحليل	IF/ICC، ELISA
أصل المستضد / نوع الخلايا	خلايا، ليف، إنسان
SWISS	P05556
وزن الجزيء	88kDa
تحليل	جلبت سكريات