

ي ف م ادخ تسال ل Iqgap1 ل داضم ةلي سننل دي ح و داضم مسج Wb وIhc-P وElisa - P46940

رصننل مقرر: CM0010167



ةمدقم

IQGAP1 ل ةلي سننل دي ح و بنرأ داضم مسج نم ققحتل م ت IVD تارابتخا ريوطتل عم WB وIHC-P وELISA ي ف م ادخ تسال ل هتي حالص ةيرأفل او ةيرشبب ل تاني تورب ل عم لعافت ني توربب هيبش ل IQGAP1 ني تورب فدهتسي Ras (p195, SAR1) ةلئاعل GTPase طيشنن قاصتل او ني تكأل تايكي ماني دي ف كراشم ل ايالخل.

ديزل فرعا

راي عم ل	همي قل
جت نمل مس	ةلي سننل دي ح و بنرأ داضم ل IQGAP1 مسج
ةراعت سمل ءامسأل/تاطحال م	SAR1؛ p195؛ HUMORFA01؛ IQGAP1
عون ل	ناسن ل
ني ج ل ف رعم	8826
ني ج ل ف رعم	8826
يعان م دضت سمل	(NP_003861.1) يرشبب ل IQGAP1 نم 1-100 ةني مأل صامحال نمض عقي لسلسل قباطم يعان طصا دي تبب يعان طصا دي تبب
ردص م	بنرأ
ةئفا	ةلي سننل دي ح و داضم ل ماسحال
قي بطتل	WB، IHC-P، ELISA
لدابت ل لعافت ل	رأفل، ناسن ل
SWISS	P46940
ني تورب ل نزو	نوتلاد وليك 189
نحش ل	جلت سيك