

Elisa - P26006 و Itga3 جـ Wb دض ةليسننلا ددعتم داضم

رصنعلال مقرر: CM0019322

ةمدقم

نيتورب دض ةليسننلا ددعتم يبنرأ داضم
يف مادختسالل دمتعم ،يرشب ال ITGA3
صا صامال او (WB) يبرغل فاشننلا يتي نقت
لعافت ي (ELISA). مي زنإلاب طبترم ليعانم ل
بسانم .ذرج او رأف ل عمً الادابتمً العافت
قاصتلال ،3-أف ل نيرغتنإل ةفيظو ثاحبأل
ناطرسل وزغو ،يولخل

ديزمال فرعا

رايعمال	ةمقلا
جتنملا مسا	ITGA3 Rabbit pAb
ةراعتسملاءامسأل/اتاطحالما	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
عونلا	يرشب
ميجال فرعم (يرشب)	3675
ميجال فرعم	3675
يعانملا دضتسملا	ITGA3 نيتورب يف 260 لىل 85 عضوملا نم ةينيمألا صامحال نم لسلسلست لىل عيوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب (P26006) يرشب ال ITGA3
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسننلا ددعتم دادضالا
قيبطتل	WB, ELISA
لدابتملاعافتلا	ذرج ،رأف ،يرشب
SWISS	P26006
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 117
نحشلا	يجلث سيك