


تاقىبىبىت لىل Jak3 - داضم بىنارأ ةلىسننل ددعتم داضم مسج Wb، If/Icc، ازيلى - P52333

رصىننعل مقرر: CM0014086



ةمدقم

ةدوجل اليلاع ةلىسننل ددعتم بىنارأ داضم مسج زانىك وهو، يرشبلل JAK3 نيتورب فدهتسى يف كراشم التالبقتسمل ريغ نيتوربتل نم ققحتل مت. تانىكوتيسل تاراشل ازيلل و IF/ICC و WB تاقىبىبىت اليل ف هتيجال ص. ةعانمل ملع ثاحبال بسانم.

ديزمل فرعا

لماعلم	ةمىقلى
جتنم المس	JAK3 Rabbit pAb
ةلىدب ءامسأ / تاطحال م	JAKL; L-JAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
عونل	ناسن
ناسنل (نيجل فرعم)	3718
يعانم دصتسم	JAK3 (NP_000206.2) نيتورب نم 530 لىل 350 نم ةنىمألا صامألا عم قفاوتى لىلست لىل عوتجى فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم	بىنارأ
ةئفلا	ةلىسننل ددعتم ةداضم ماسجال
تاقىبىبىت	WB, IF/ICC, ELISA
يلدابتل لعاقتل	ناسن
SWISS	P52333
نيتوربال نزو	نوتلادولىك 125
نحشال	جلت سىك