

Jnk1 J- Wb, If-P, Ihc-P, J- داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج Elisa - P45983

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0006744



ة م د ق م

JNK1 دض ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
J- WB, IF-P, IHC-P, داضم م س ج (MAPK8, SAPK1c)
ي ر ش ب ل ا
ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م آ ي ل د ا ب ت ل ع ا ف ت ي .
IHC-P, ELISA.
ت و م ل ا و , د ا ه ج إ ل ا ب ط ش ن م ل ا ز ا ن ي ك ت ا ر ا ش إ ة س ا ر د ل
ا ي ا ل خ ل ز ي ا م ت و , ج م ر ب م ل ا ي و ل خ ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج JNK1
د ر خ ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل ا م	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	5599
ي ع ا ن م ل ا د ص ت م ل ا	JNK1 (NP_620637.1) ي ر ش ب ل ا ن م 200-300 ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ء ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر أ ف , ي ر ش ب
SWISS	P45983
ن ي ت و ر ب ل ل ي ء ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 48
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك