

Jnk1/2/3 جـ Wb، If-P، Elisa - P45983 / P45984 / P53779

رخصن عل مقـ: CM0004038



ةمدقم

فدهتسي بنرألل ةليسنل ديجو داضم
ققحتل مت (JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779
ةيعانملا ةعانملاو، Western blot، هتحص نم
تانيع في ELISA و، (Immunofluorescence)
تاراشإ ثاحبال يلاثم. ذجل او، رأفل او، ناسنإل
جمربملا ايلخلل تومو داهجل

ديزملا فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مس	JNK1/2/3 Rabbit mAb
راعسم مس/اتطاحالم	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
عونلا	ناسنإ
نيجلا فرعم (GeneID)	5599/5601/5602
دصتسملا	(P45983) يرشبلا JNK1 نم 1-383 ةينمألا صامألا عم قفاوتي لسلسلتي لىع يوتحي فلتؤم يجامدن نيورب فلتؤم نيورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ديجو داضم
قبطتلا	WB, IF-P, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ذج، رأف، ناسنإ
SWISS	P45983/P45984/P53779
نيوربلا نزو	46,54kDa
نحشلا	جلتسيك