

Jnk1/Jnk3 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P53779

رقم المنتج: CM0004063



مقدم

تدوج اليلاع بنراً ةليسنل ديحو داضم مسج
مت، JNK1/JNK3 (P45983/P53779) ال داضم
WB، IHC-P، IF/ICC،
ELISA. ةي بصعل تاراش إل اأبأل بسانم
تاباهتلال او، ةتامتسال، داه إل نع ةجتانل
رب تخم لاي صيخشتل تاصو ف ريوطو
(IVD).

ديزم لافرعا

راي عم ل	ةم ي ق ل
جت نم ل مسا	JNK1/JNK3 Rabbit mAb
مسا / تاطحال م راغت م	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
عون ل	يرشب
نجل فرعم (يرشب)	5599/5602
نجل فرعم	5599/5602
يعانم ل دضت م ل	داضم ل مسجل اذه لعافتي ال. (P45983) يرشب ل JNK1 ل 383 ل 1 نم ةني مأل ااضام حال عم قفاوتي لسلسلتي ل ع يوتحي فل توم اجم دن ني تورب JNK2. ني تورب عم آب ل اصم ل لعافات
ردصم ل	بنراً
ةئفل	ةليسنل ةديحو داضم ل ماس ل
قيبطت ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بل اصم ل لعافات	ذج، رأف، يرشب
SWISS	P45983/P53779
ني تورب ل نزو	نوتلاد وليك 48 / نوتلاد وليك 44 / نوتلاد وليك 35
نجل	جلت سيك