

J- Kaiso/Zbtb33 - ةل يسنل ددعت م داضم ال مسجل Q86T24

مصنوع ال مرقم: CM0013696



مقدم

ل- ةل يسنل ددعت م يبناراً داضم مسجل Kaiso/ZBTB33، هتيحالص نم ققحتل م ت (WB)، يبرغل ال فطلل لقنل تاقيبطل ةعانم لاب ةطبترم ال ةيمي زنلإ ةسي اقم ال ني تامورك لل يعانم ال بي سرتل ال (ELISA) في ليخالل Kaiso ني تورب نع فشكي (ChIP). تاساردل يلاثم. ذرل او رأفل او ناسنلإ ميطنتو ني تامورك لل يعانم ال بي سرتل ت. اني جال.

ذي زمل فرع

ةم لعل م ال	ةم ي ق ال
جت نم ال مس	ل- Kaiso/ZBTB33 (pAb) ةل يسنل ددعت م يبناراً داضم مسجل
ةل يدب اءامس/اتاطحال م	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
عون ال	ناسنل
مجي ال فرع م	10009
مجي ال فرع م	10009
يعانم ال دصتس م ال	NP_006768.1) يرشب ال Kaiso/Kaiso/ZBTB33 ل- 672 لى إلى 523 م ةني م ال اءامس ال ني مي لسلسل لى ع يوتحي فلتؤم يءامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	ةل يسنل ددعت م داضم ماسا
قيبطل ال	WB, ELISA, ChIP
لدابت م ال لعافت ال	ذرل، رأف، ناسنل
SWISS	Q86T24
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 74
نحش ال	جلت سيك