

و J- Kansl3 J- Wb و ةليسنل ددعت م بنراً داضم مسج Elisa - Q9P2N6

رصنع ال مقرر: CM0030889

ةمدقم

فدهتسي ةليسنل ددعت م بنراً داضم مسج
ل- ه ن م ققحت ال م ت ، يرش ب ال KANSL3 ني تورب
آنوكم KANSL3 دُي . ELISA و Western blot
ل تي س س أ نوتسيه NSL دقعم ي ف آي سي ئر
ني تامورك ال ميظنت ي ف كراشي و ، زاريفسنارت
ثا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ةقي قدل ب ي بان أ ل رارقتسا و
ةل ل خ ل ا ي ج و ل و ي ب و ب قاع ت م ل ا ق ل خ ت ل ا م ل ع .

ديزم ال فرع

راي عم ال	هم ي قل
ج ن م ل م سا	KANSL3 (pAb) ةليسنل ددعت م بنراً داضم مسج
ى ر ع أ ءام س أ ت ا ط ح ا ل م	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
ع و ن ل	يرش ب
م ج ل ا فر ع م	55683
م ج ل ا فر ع م	55683
ة داضم ال ماسح أ ل ل د ل و م ل د ص ت س م ل ا	(NP_001108488.1) يرش ب ال KANSL3 ني تورب ن م 1-200 ة ني م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ج ا م د ن ا ني تورب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ئ ا ل	ةليسنل ددعت م داضم ماسح أ
ق ي ب ط ت ال	WB, ELISA
ك ر ت ش م ل ا ل ع ا ف ت ال	يرش ب
SWISS	Q9P2N6
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ال ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 96
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك