

Wb، If/Icc، Elisa - ج ل ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م ب ن ر أ Katnb1 د ا ض م Q9Bva0

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0023752

ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م د ا ض م ق ق ح ت ل ا م ت ، (p80 katanin) ي ر ش ب ل ا KATNB1 ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . WB، IF/ICC، ELISA. ف ه ن م ع ط ق ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ا ي ا ل خ ل ا م ا س ق ن ا و ة ق ي ق د ل ا ب ي ب ا ن أ ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	KATNB1 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	KAT; LIS6; KATNB1
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	10300
د ص ت س م ل ا	(NP_005877.2) ي ر ش ب ل ا KATNB1 ن م 400-500 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ص د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ا ح أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف
SWISS	Q9BVA0
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	72kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك