

Elisa - P22459 و Wb - Kcna4 ل لئاسنلاددعتم داضم

رصنعال مقرر: CM0024499

ةمدقم

ةانق فدهتسي بنرأل نم لئاسنلاددعتم داضم KCNA4 يئابرهكل دهجل تاذ مويساتوبل يبرغلل ميسرتلل بسانم .ةيرشبل (Kv1.4) عمًاعطاقتم لعافتي؛ ELISA و (Western blot) تانويأل تاونق ثاحبأل يلاثم .ذرجل اورأفل باصعأل ملعو

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمىل
جتنملا مسا	KCNA4 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
عونلا	ناسنل
ناسنل (نيجل فرعم	3739
نيجل فرعم	3739
دصتسملا	يعانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنلاددعتم داضم
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ذرج ،رأف
SWISS	P22459
نيتوربل نزو	73kDa
نحشلا	جلت سيك