

Elisa - P48544 و Kcnj5 Wb- Jj دض ةليسننل ددعت م داض م سرج :CM0029244 رصنعل مقرر

ةمدقم

نيتورب دض ةليسننل ددعت م يبنرأ داض م سرج تامادختسال بسانم (GIRK4) يرشبل KCNJ5 ELISA رابتخاو (Western blot) ةيرغلل ةخطلل وه فدهل. ناذرلل او نارئلل او رشبلا عم لعافتة طشنم يحنملا ةيلخاد مويساتوب ةانق ةيلقلل فئاظولل ي فراشت G نيتورب صارمأ لاجم ي فثوخلل يلاثم. ءامصل ددغل او ضيأل او بلقلل.

ديزملل فرع

ةمدعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	KCNJ5 Rabbit pAb
ةراعتسملا ءامسأل/اتاطحال	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجلل فرعم	3762
يعانملا دصتسملا	(NP_000881.3) يرشبل KCNJ5 نيتوربل 150 ىل 50 م ةينيألل ءامحالل نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصملا	بئرأ
ةئفلا	ةليسننل ددعت م داضملا ماسحال
قبيطتلل	WB, ELISA
لدابتل لعافتلا	ذرج، رأف، يرشب
رمر SWISS	P48544
نيتوربلل نوزو	نوتلاد وليك 48
نحشلا	جلت سيك