


يبرغل خيطلت لل Kctd15 دض ةليسننل ددعت م داض م سح (Elisa) - Q96Si1 يغانم ال يميزنإل صحفالو (Wb) يغانم ال رصننل مقرر: CM0026591



ةمدقم

دض بنرأل نم ةليسننل ددعت م داض م سح
جمدنم دضتسم . يرشب ال KCTD15 ني تورب
خيطلت لل هتيحالص نم ققحتل مت ؛فلتؤم
يغانم ال يميزنإل صحفالو يغانم ال يبرغل
ذرجالو رأفل عمّابل اصتمّال عافت لعافتي
ديفم . نوتلاد وليك 32 ~ مجحبّاط يرش فشكي
ميطنتلو ةي بصع ال ةمقل نيوكت ةسار دل
يخسنل .

ديزمل فرعا

راي عم ال	ةميقل
جت م ال مس	KCTD15 ةليسننل ددعت م يبرنرأ داض م سح
ليدب مس / اطاحال م	KCTD15
عون ال	يرشب
م (رشب لل) ني ج ال فرعم	79047
ني ج ال فرعم	79047
يغانم ال دضتسم ال	(NP_076981.2) يرشب ال KCTD15 ني تورب نم 234 إل 1 نم ةني م اصامحأ لسلسل ةلي يوتحي فلتؤم جمدنم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفا	ةليسننل ددعت م داضم ال ماسجال
قيطت ال	WB, ELISA
بل اصتمّال لعافتي	ذرج ، رأف ، يرشب
SWISS	Q96Si1
ني تورب ال نرو	نوتلاد وليك 32
نحش ال	يحتل سيك