


Kdm1 (Lsd1) دض يبناراً تاليسننلا ددعت م داض م سح

Wb و Ihc-P - O60341 تاقيبطتلل

CM0024250: رصنعل مقرر



ةمدقم

KDM1 دض يبناراً تاليسننلا ددعت م داض م سح WB و IF/ICC و ELISA. لدابتم لكشب لعافتي. نيتاموركلا ثاحبأل بسانم. ذرللاو رأفلا عم ةنيجالل ةثارول ملعو.

ديزملل فرع

ةمدعلل	تافصاوملا
جتنملا مس	KDM1 Rabbit pAb
ةراغتسملاءامسأل / تاطحاللا	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
عونلا	يرشب
ناسنللا (نيجلا فرع)	23028
يعانملا دصتسملا	KDM1 (NP_055828.2) يرشبلا 380 ىلإ 130 نم ةنيما ضامأ لسلست ىلع يوتحي فشتؤم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بناراً
ةئفلا	تاليسننلا ددعت م داض م اسأل
تاقيبطتلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتملا لعافتلا	ذر، رأف، يرشب
SWISS	O60341
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 93
نحشلا	يجلت سيك