


J- Kdm1A بـ نـ اـ رـ اـ لـ نـ م لـ ئـ اـ سـ نـ لـ دـ دـ عـ تـ م دـ اـ ضـ م مـ سـ ج Wb وIhc-P وIf/Icc وElisa - O60341 فـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ لـ ل CM0022749 :رـ صـ نـ عـ لـ مـ قـ ر



ةـ مـ دـ قـ م

دض بـ نـ اـ رـ اـ لـ نـ م لـ ئـ اـ سـ نـ لـ دـ دـ عـ تـ م دـ اـ ضـ م مـ سـ ج
مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ لـ ل هـ تـ يـ حـ اـ لـ ص نـ م قـ قـ حـ تـ لـ م ت KDM1A،
ةـ لـ اـ زـ ا مـ يـ زـ نـ ا لـ يـ عـ و ن . ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB فـ
يـ فـ نـ يـ سـ يـ a لـ l ا ب صـ ا خـ a 1 نـ و تـ سـ يـ هـ l ا ةـ لـ يـ تـ م
ثـ ا حـ بـ a لـ يـ سـ a سـ a . ذـ رـ جـ l ا و رـ a فـ l a و نـ a سـ nـ l a
- . يـ نـ يـ جـ l a رـ يـ بـ عـ تـ l a و يـ نـ يـ جـ l a قـ و ف مـ يـ طـ نـ تـ l a
O60341

دـ يـ زـ مـ l a فـ رـ عـ a

هـ مـ لـ عـ مـ l a	هـ مـ يـ قـ l a
جـ تـ نـ مـ l a مـ سـ a	KDM1A Rabbit pAb
رـ a عـ تـ Sـ Mـ l a مـ Sـ a l a / تـ a طـ حـ a لـ Mـ l a	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
عـ و نـ l a	نـ a سـ nـ l a
مـ (نـ a Sـ nـ l a) نـ يـ جـ l a فـ رـ عـ M	23028
نـ يـ جـ l a فـ رـ عـ M	23028
يـ عـ a نـ Mـ l a دـ صـ Tـ Sـ Mـ l a	(NP_055828.2) يـ رـ Sـ Bـ l a KDM1A نـ M 130-380 هـ يـ نـ يـ Mـ a l a صـ a مـ a l a لـ Bـ a قـ a يـ Lـ Sـ lـ Sـ Tـ Yـ لـ عـ يـ و تـ Jـ Yـ فـ lـ Tـ Mـ يـ Jـ a مـ Dـ nـ a نـ يـ Tـ o Rـ Bـ فـ lـ Tـ Mـ يـ Nـ iـ Tـ o Rـ Bـ
رـ Dـ صـ Mـ l a	بـ نـ Rـ a l a
ةـ Fـ l a	لـ ئـ a Sـ nـ l a ةـ Dـ Dـ Eـ Tـ M ةـ Dـ a ضـ M مـ a Sـ Jـ a
قـ يـ Bـ Tـ l a	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بـ l a صـ Tـ Mـ l a لـ Eـ a فـ Tـ l a	ذـ Rـ Jـ l a ، رـ a Fـ l a ، نـ a Sـ nـ l a
SWISS	O60341
نـ yـ Tـ o Rـ Bـ l a نـ Zـ o	نـ o Tـ l a Dـ o لـ yـ K 93
نـ Hـ Sـ l a	جـ lـ Tـ Sـ Yـ K