

Kdm3A J- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q9Y4C1

رخصن عل مقرر: CM0013304

مقدم

بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضل اذه فشك ي
وهو (JMJD1A، TSGA) يرشبل KDM3A نيتورب
نروب 9-نيسيل H3 نوتسيه ليثيم عزان
J- WB، IHC-P، 147 يئي زج
IF/ICC، و ELISA. نيتاموركلا ثاأبأل يلاثم.
خسنل او

ديزل فرعا

لملعل	ميلي
جتنملا مسا	KDM3A Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحالم	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
عونلا	ناسن
م (ناسن) نجل فرعم	55818
نجل فرعم	55818
دصتسملا	NP_060903.2) يرشبل KDM3A نيتورب نم 975-1283 مينيأل ماضأل لخال لسلست عم قفاوتي يعانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ئفلا	لئاسنل ددعت ماضأ
قبيطتل	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاقتمل لعافتلا	ناسن
SWISS	Q9Y4C1
نيتوربل نروب	147kDa
نحلل	جلت سيك