


يغ انم ال لي لحت لل Kdm3B دض ةج سنأل ددعت م داض م سح ةيجي سنن ال ةيغ انم ال ءاي ميكل ال، (Wb) يغ انم ال ني قل تل اب يغ انم ال ص ح فل ال، (Ihc-P) ني فار اب اب ةع ب شم ال ةج سنأل ال ل ط ب ت ر م ال مي زن ال اب (Elisa) - Q7Lbc6

ر ص ن ع ال م قر: CM0019208



ةم دق م

فدهت سي ةج سنأل ددعت م يب نرأ داض م سح
دح م ني زي ل) يرش ب ال KDM3B ني تورب
هتي ح ال ص ن م قق ح تل م ت. (3B زالي ثي مي دي
دي فم. WB، IHC-P و ELISA. ف م ادخ تس ال
ة ثارول او ني تامورك ال مي ظنت ثا ب أل
ناسن ال ا دضت سم عم ل عا فت ي. ة ني ج ال ال.

دي زم ال فرع

راي عم ال	ةم ي ق ال
ح ت م ال م سا	KDM3B pAb
ءام س / ا ط ا ح ال م ة راع س م	5qNCA; DIJOS; NET22; C5orf7; JMJD1B; KDM3B
ع و ن ال	ناسن
م ج ال ال (ناسن ال) ف ر ع م	51780
م ج ال ف ر ع م	51780
يغ انم ال دضت س م ال	يرش ب ال KDM3B ني تورب م 600 ال 400 م ة ني م ال ا ضا ح ال عم ق فاوتي ني م ا لس لس ت ال ع يوت ح ي فلت ت ءم ج ا م دن ني تورب فلت ت ءم ني تورب (NP_057688.2).
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ا	ةج سنأل ة ددعت م داض م ال م اس ج ال
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, ELISA
ل د اب ت الم ل عا فت ال	ناسن
SWISS	Q7LBC6
ني تورب ال ن زو	ن و ت ا د و ل ي ك 192
ح ش ال	ج ل ث س ي ك