

J- Kdm6A ةداضم ال بنرأل ةل س ن ال ةي د ا ح ةداضم ال ماس ج أ ل (Utx) [Kd ةطساوب اهت حص نم ق ق ح ت م ل] J- Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005411



ةمدقم

نم ةدو ج ال ي ل ا ع ةل س ن ال ي د ا ح ةداضم م س ج
ه ت ح ص نم ق ق ح ت ل م ت J- KDM6A ةداضم بنرأل
ن ي ت و ر ب ي ل ع ف ر ع ت ي J- WB, IF-P, IHC-P, ELISA.
ي ل خ ا د ل ا ن ا ذ ج ل ا و ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا KDM6A
ة ل ا ز ا م ي ز ن إ ل أ ق و ث و م أ ف ش ك ر ف و ي . أ ش ن م ل ا
ث ا ح ب أ ل (UTX) 6A د د ح م ل ن ي س ي ل ل ل ي ث ي م
ر و ط ت ل ا و ب ق ا ع ت م ل ق ل خ ت ل .

دي ز م ل ا ف ر ع ا

راي عم ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	J- KDM6A ةداضم ال بنرأل ةل س ن ال ةي د ا ح ةداضم ال ماس ج أ ل [Kd ةطساوب اهت حص نم ق ق ح ت م ل]
ي ر خ ء ا م س ا / ا ت ا ط ح ا ل م	UTX; KABUK2; bA386N14.2
ف د ه ت س م ل ي ح ل ا ن ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ي ر ش ب ل ا) ف ر ع م	7403
ن ي ح ل ا ف ر ع م	7403
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(NP_066963.2) ي ر ش ب ل ا KDM6A ن ي ت و ر ب نم 611-710 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ن م ض ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	بنرأل
ة ف ا	ةل س ن ال ةي د ا ح ةداضم ال ماس ج أ ل
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	O15550
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 154
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك