


Ki67 Wb، Ihc-P، Elisa - P46013 دص لئاسنل ددعت م داضم

رصنع ل مقرر: CM0023343



ةمدقم

Ki67 دص بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم ققحتل م ت (رثاكتل ةمالع نيتورب) يرشبل ةعانم لاو Western blot، ل هتيحالص نم لعافت ي. ELISA و (ني فارابل) ةيجيسنل تارابتخا معدل مُمص. رأفل عم لدابت م لكشب ةيويحل تارشؤم ل فاشتكاو ايالخل رثاكت ناطرسلل.

ديزم ل فرعا

لماعم ل	ةميقل
جت نم ل م سا	Ki67 Rabbit pAb
راع تسم م س/اتاطحال م	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
عون ل	ناسن
ن جي ل فرعم (GeneID)	4288
دص تسم ل	NP_002408.3) يرشبل Ki67 نم 460-680 ةيني مأل صامأل عم قفاوتي لس لس ت يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصم ل	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ةددعت م داضم
ق يبط ل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم ل لعافت ل	راف، ناسن
SWISS	P46013
نيتوربل نزو	359 kDa
نحش ل	جلت سيك