

ق قح تُم) Anti-Ki67 Polymab® ط م ن ل ا ة د د ع ت م ب ن ر أ ة د ا ض م م ا س ج أ Wb، If/Icc، If-P، Ihc-P، Elisa - ف م ا د خ ت س ا ل ل (ل ا ط ب إ ل ا ن م E9Pvx6

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005030

ة م د ق م

Ki67 ط م ن ل ا ة د د ع ت م ب ن ر أ ة د ا ض م م ا س ج أ
PolymAb® (ل ا ط ب إ ل ا ن م ق ق ح تُم)، ة س ا س أ ة ا د أ،
ن ي ت و ر ب ع م ل ع ا ف ت ت. ا ي ا ل خ ل ر ث ا ك ت ت ا س ا ر د ل
ا ه ن م ق ق ح تُم. ي ذ ر ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل Ki67
Wb، If/Icc، If-P، Ihc-P، ELISA. ف م ا د خ ت س ا ل ل
- ن و ت ل ا د و ل ي ك ~350 ي ئ ي ز ج ن ز و ب ن ي ت و ر ب
E9PVX6

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Anti-Ki67 PolymAb® ط م ن ل ا ة د د ع ت م ب ن ر أ ة د ا ض م م ا س ج أ [ل ا ط ب إ ل ا ن م ق ق ح تُم]
ي ر خ أ ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
ي ح ل ا ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ي ر ش ب ل ا) ن ي ح ل ا ف ر ع م	17345
ن ي ح ل ا ف ر ع م	17345
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(NP_002408.3) ي ر ش ب ل a Ki67 ن ي ت و ر ب م 2271-2370 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د ي ح و ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، IF-P، IHC-P، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا، ر أ ف ل ا، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	E9PVX6
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 359/ن و ت ل ا د و ل ي ك 350
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك