

Wb، Elisa - Q96Q89 ج ل ة ل س ن ل د د ع ت م ب ن ر أ ل Kif20B د ا ض م ر ص ن ع ل م ق ر : CM0015843

ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل د د ع ت م د ا ض م
C- ة ف ر ط ل ه ت ق ط ن م ا د ي د ح ت و ، ي ر ش ب ل KIF20B
terminal. ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل م ت
ي ب ر غ ل ل ي ل ق ن م ل خ ي ط ل ت ل ت ا ق ي ب ط ت ل
ع م ا ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ي و ؛ ELISA و (Western blot)
ي و ل خ ل م ا س ق ن ا ل ة س ا ر د ل ب س ا ن م . ذ ر ج ا و ر أ ف ل
ن ا ط ر س و ، ة ي ب ص ع ل ا ي ا ل خ ل ب ا ط ق ت س ا و
ة ن ا ث م ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ن ل م س ا	KIF20B Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	9585
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل KIF20B ن م 1200-1500 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_057279.2)
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q96Q89
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	211kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك