

Kif23 دض يبنرأ ةلئسنل يداأال داضم الم سسج ةسواقم الم ،يعانم الم بيسرتل ،يبرغل حيطلتل Q02241 - ةيعانم الم ةيميزنإل

رصننعل مقرر: CM0009966



ةمدقم

نيتورب دض يبنرأ ةلئسنل يداأال داضم الم سسج
حيطلتل دمتم (MKLP1) يرشب الم KIF23
(IP)، يعانم الم بيسرتل (WB)،
(ELISA) ةيعانم الم ةيميزنإل ةسواقم الم
،يناذرل او يرشب الم KIF23 نيتورب فرعتي
ولي ك 110 يل او ح غلبي عقوتم يئزج نزوب
ماسقنال ي ف تاساردل بسانم .نوتلاد
ايالخل ماسقناو يمزالبوتيسل

ديزمال فرعا

ةمعلم	ةمقلا
جتم الم مسا	KIF23 دض يبنرأ ةلئسنل يداأال داضم الم سسج
ةراعتسم الم ءامسأل/اتاطحال الم	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDALII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
عونل	يرشب
ناسنإل اب) نيجل فرعم	9493
نيجل فرعم	9493
يعانم دضتسم الم	(Q02241) يرشب الم KIF23 نيتورب م 960 لىل 801 م ةينمأل صامأال لداعي لسلست لىل عيوتحي فشتؤم يجامدنا نيتورب
رصم الم	بنرأ
فينصتال	ةلئسنل يداأال داضم الم سسج
قبيطتل	WB, IP, ELISA
لدابتل لعافتال	درج ،ناسنإل
SWISS تاناي بةعاق	Q02241
نيتورب الم نزو	نوتلاد ولي ك 110
نحشال	جلت سيك