


و Ihc-P و Wb تاي نقتل Kiss1R دض ةلي سننل ددعت م داض م سح If/Icc و Elisa - Q969F8

رمصن عل م قر: CM0025252



ةمدقم

بنارأل ةلي سننل ددعت م داض م سح ل اذه
ولي ك 43 يئي زج ل ه نزو Kiss1R ل ه جوم ل
رأف ل و ناسن إ ل دل ني تورب ل فش ك ي (نوت لاد
WB تاي نقتل ه تي ح ل ص نم ققحت ل م ت. ذر ج ل و
ثا ح ب أ ل ي ل ا ث م. ELISA و IF/ICC و IHC-P و
تال ب ق ت س م و ةي ل س ان ت ل ا ي ج و ل و ي ب ل
G. ني تورب

دي زم ل ا فر ع

راي عم ل	ةم ي ق ل
ج تن م ل م س ا	KISS1R Rabbit pAb
ةلي دب ءام س أ / تا ط ا ح ل م	HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
ع و ن ل	ناسن إ
ن ج ل فر ع م	84634 (ناسن إ)
ي ع ا ن م ل دض ت س م ل	KISS1R ني تورب نم 100-200 ةي ني م أ ل ا ض ا م أ ل ا نم ض ل س ل س ت غ م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا دي ت ب (NP_115940.2)
ر دص م ل	ب ن ر أ
ة ئ ف ل	ةلي سننل ددعت م داض م م ا س ح أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل	ذر ج ، رأ ف ، ناسن إ
ق ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	Q969F8
ن و ت و ر ب ل ن ز و	نوت لاد ولي ك 43
ن ح ش ل	ج ل ث س ي ك