

Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Klf4 نرأ ب نرأ ددعت م Klf4 داضم - O43474

CM0030968: رصنع ال مقرر



ةمدقم

م KLF4 دض ب نرأ ن م ةل يس ن ال ددعت م داضم
يعان م ال خي ط ل ال ة ق ي ر ط ل ه ن م ق ق ح ال
ة يجي س ن ال ةعان م ال او ، ة ب ر غ ال ة ل و ق ن م ل
يعان م ال صا ص ت م ال راب ت خ او ، ة ي عان م ال ةعان م ال او
ناس ن ال ع م ل ع ا ف ت ي . م ي ز ن ال اب ط ب ت ر م ال
ء ا ح ال م ل ع ثا ح ب ال ب س ان م . ذ ر ج ال او ، ر أ ف ال او
نا ط ر س ل ال او ، ة ي ع ذ ج ال ا ي ال خ ل ال او ، ي ر و ط ت ال

ديزم ال فرع

ل م ا ع م ال	ة م ي ق ال
ج ن ت م ال م س ا	KLF4 Rabbit pAb
را ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ال م	EZF; GKLF; KLF4
ع ا و ن ال	ناس ن
م (ناس ن) ن ج ال فر ع م	9314
ن ج ال فر ع م	9314
د ص ت م ال	KLF4 (NP_001300981.1) م 1-115 ة ي ن ي م ال ا ص ا م ال ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ال	ة ل يس ن ال ة د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ، ر أ ف ، ناس ن
SWISS	O43474
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	55kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك