


Kmt5A/Setd8 دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سح Elisa - Q9Nqr1 و If/Icc و Wb تاقئبطل

CM0029677 :رصنعل مقرر



ةمدقم

دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سح
KMT5A/SETD8 مت ققحتل مت
(Western Blot)، نرتسئو ةطل تاقئبطل
ELISA و (Immunofluorescence)، ئعانملا قلأتل او
مئزنل فدهتسئ. ذرل او رآفلاو ناسنل ئل ف
KMT5A/SETD8 نوتسئهل زارئفسنارت لئثئم
ماسقنالل مهم تباك وه، (نوتلاد وئك 43)
نوتسئهل لئثئم ئداح ربع خسنل او ئولخل
H4K20.

دئزل فرعل

ةملعمل	ةمئل
حتنملا مسأ	KMT5A/SETD8 دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سح
ةلئدب ءامسأ/تاطلحالم	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
عاونألا	ناسنل
مئسنل (ناسنل) فرعم	387893
مئسنل فرعم	387893
دضتسملا	(NP_065115.3) ئرئبلا KMT5A/SETD8 نم 73-352 ةمئئمألا ضامألا عم قفاوتئ لسلسلت ئل عئوتئ بئكرتلا داعم ئمامدن ئئتورب
ردصملا	بنرأ
ةئللا	ةلئسنل ددعت م داض م ماسأ
قئبطللا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتملا لعافتلا	ذرل، رآف، ناسنل
SWISS	Q9NQR1
نئتوربلا نزو	نوتلاد وئك 43
نشللا	جلت سئك