

Wb، Ihc- J- Kpna1 جلد ةللسنل ددعت م برأ داضم مسج P، Elisa - P52294

رصنع ال مقرر: CM0023511



ةمدقم

KPNA1 دض ةللسنل ددعت م برأ داضم مسج
لل ه نم ققحت ال م ت (5-افلأ نيريسال ةدحاو)
Western blot، و IHC-P، و ELISA- ل عم لعافت
لقنل تاساردل يلاثم. ذرلأو رافلأو ناسنلأ
ي وونلأ.

ديزمال فرعأ

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مسأ	KPNA1 جلد ةللسنل ددعت م برأ داضم مسج
رخأ ءاسا/اطاحا لم	RCH2؛ SRP1؛ IPOA5؛ NPI-1؛ KPNA1
يحل ناكلا	ناسنلأ
ناسنلأ (ناسنلأ) فرع م	3836
نيحلأ فرع م	3836
يعانم ال دضتسم ال	KPNA1 نيتورب نم 1-300 ةنيماألا ضامألا لباقي لسلسلست ىلع يوتحي فللؤم يجامدنأ نيتورب (NP_002255.3)
ردصم ال	برنرال
ةفأ	ةللسنلأ ددعت م داضم ماسأ
قيبطت ال	WB، IHC-P، ELISA
عطاقت الم لعافت	ذرلأ، رافلأ، ناسنلأ
SWISS	P52294
نيتوربلل يئيزحلأ نزول	نوتلأد وليك 60
نحش ال	جلت سيك