

Krt3 J- Wb, If/Icc, Elisa - P12035

دض لئاسنل ددعت م داضم

رصنع ال مقرر: CM0013853

م دقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
صاخ II عونل نم نيتاريك وهو ،يرشبل KRT3
م ت KRT12. عم نرتقي ةنرقلا ةراهظلاب
ELISA، و WB، IF/ICC، ل هتيحالص نم ققحتل
ةطيسولا فايألل اكبش ةساردل يلاثم
ةنرقلا للخو

ديزملا فرع

لماعل	ةمقلا
جت نمل مسا	KRT3 دض لئاسنل ددعت م داضم
راع تسم مس/اتاطحال م	K3; CK3; MECD2; KRT3
عونل	ناسن
ناسن (نجلال فرعم	3850
نجلال فرعم	3850
دض تسملا	(NP_476429.2) يرشبل KRT3 نم 230-390 ةنيملأا صامحال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت م داضم
قبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقت لعاقتل	ناسن
SWISS	P12035
نيتوربلا نزو	64kDa
نحشلا	جلت سيك