

J- Ktn1 J- Wb، Ihc-P، Elisa - Q86Up2

رخصنعال مقرر: CM0027026

ةمدقم

فدهتسي ةلئسنال ددعت مبنرأ داضم مسج
لبقتسم، نئتكئك (نئسئنيك
و WB، IHC-P، هئم ققحتل مئ،
ةكبشل ءاشغ نئتورب فشئتئ
نوتلاد وليك 156~ ئئئئ نئوب ةئمزال بونلإ
قاصتلالاوتالصئو ءكرف كراشمل
ناسنإل عم عطاقت م لكشب لعافتئ.
ئوللل

ئئملل فرعل

رائعمال	ةمئال
جئئئمئل مسأ	KTN1 لئ ةلئسنال ددعت مبنرأ داضم مسج
ئغأ ءامسأ/أطاحالم	CG1؛ KNT؛ MU-RMS-40.19؛ KTN1
ئالئائال	ناسنإل
ئئئال فرعم (ئئشبل)	3895
ئئئال فرعم	3895
ئعانمئ دلومئ	ئئشبل KTN1 (NP_001072989.1) م 1-100 ةئمئمأل صامأال نمض لئسلئلل قباطم ئعانطصا ئئب
رئصمئل	بئرأل
ةئفأ	ةلئسنال ددعت مئ داضم ماسجأ
قئبئطئال	WB، IHC-P، ELISA
عطاقتل لعافتال	ناسنإل
SWISS	Q86UP2
ئئئوربلل ئئئئئال نئول	نوتلاد وليك 156
ئئشئال	جئلئ سئك