

ج.ل (Kynu) زانيريوني ك دض ةليسننل يداحلأا داضم الم مسجل ال Wb و Elisa - Q16719

رصننعل الم مقرر: CM0004198



ةمدقم

ةليسننل يداحلأا داضم الم مسجل ال اذه فدهتسي وهو (KYNNU) يرشبل زانيريوني ك ميذنإ يبنارألأا بسانم. نافوتببرتل اللحت يف يسيئر ميذنإ يبرغلل ينوللل لقنل يف هتامادختسال دضتسملا قتشي و ELISA و (Western blot) لعافتلا. فلتؤملا نيوربل نم يعانملا دنن تاقاطن نع فشكي. يرشبل دض: لدابتملال نوتلاد وليكي 52 و نوتلاد وليكي 34

ديزملال فرعا

ةمقلا	ةمقلا
جتنم الم مسا	KYNU دض يبنارألأا ةليسننل يداحلأا داضم الم مسجل ال
عراغتسم ءامسأ / تاطحالام	KYNU; KYNUU; kynureninase
عونلا	يرشب
م (يرشبلل) فرعم	8942
م فرعم	8942
يعانملا دضتسملا	(NP_003928.1) يرشبلل KYNU نجل 465 لى 1 نم ةينيئمالأا ضامحالأا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنل نيورب
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةليسننل يداحلأا داضم الم ماسحالأا
قبطتلا	WB, ELISA
لدابتملال لعافتلا	يرشب
SWISS	Q16719
نيوربلال نزو	نوتلاد وليكي 52 / نوتلاد وليكي 34
نشلال	جلت سيكي