


L3Mbt1 مضاد بروتين الة لى سن الة ددعت مة داضم الة ماسج الة Elisa - Q9Y468 و If/Icc في مادختس الة

رصنع الة مقرر: CM0029729



مقدم

يبرنر الة لى سن الة ددعت مة داضم الة ماسج الة اذه
في مادختس الة دمتم L3MBTL1 ل داضم الة
L3MBTL1 ني تورب فدهتسي و ELISA و IF/ICC
ة ومجم ل عبات ني تامورك مظنم وهو، يرش ب الة
ىل ع فرعت الة ربع خسن الة عمقي Polycomb
نوتسي ه الة لى ثم.

ديزم الفرع

معلم الة	معلم الة
جتنم الة مس	L3MBTL1 (L3MBTL1 Rabbit pAb) مضاد بروتين الة لى سن الة ددعت مة داضم الة ماسج الة
ة راعتسم الة امس الة / اطاح الة	L3MBTL1; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dj138B7.3; L3MBTL1
عون الة	رشب الة
م (رشب الة) فرع م	26013
يعانم الة دولوم الة	(NP_056293.4) يرش ب الة L3MBTL1 ني تورب ل 772 لى 533 مة ني م الة صامح الة عم قفاوتي لسلسلست لى ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم الة	برنر الة
فينصت الة	ة لى سن الة ددعت مة داضم الة ماسج الة
قبطت الة	IF/ICC, ELISA
لدابت الة لعافت الة	رشب الة
SWISS	Q9Y468
ني تورب الة نزو	نوتلاد وليك 92
حش الة	جلت سيك