


## Wb، Ihc-P، و L3MbtL3 ددعت م ي بنرأل ل3MbtL3 داضم Elisa - Q96Jm7 و If/Icc، و

مصنع ال مقرر: CM0030927



### مقدم

L3MBTL3 مض بنرأل نم ةليسننل ددعت م داضم  
يف مادختس ال لهت حص نم ققحت ال مت (MBT-1)،  
WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. فشكي L3MBTL3  
تاراش إ تاساردل يلاثم. يرأفل او يرش ب ال  
Notch، نيتامورك ال ميظنت و،  
نيتيوكي بوي ال.

### ديزم ال فرع

| راي عم ال            | ه م ي ال                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنم ال مس           | L3MBTL3 Rabbit pAb                                                                                               |
| راعست م س/اتطاح ال م | MBT1; MBT-1; L3MBTL3                                                                                             |
| عاون ال              | ناسن                                                                                                             |
| نيج ال فرع م         | 84456                                                                                                            |
| نيج ال فرع م         | 84456                                                                                                            |
| دضتسم ال             | يرش ب ال L3MBTL3 نم 1-255 ةني م ال ضامح ال عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدنا نيتورب (NP_115814.1) |
| ردصم ال              | بنرأ                                                                                                             |
| ةف ال                | ةليسننل ددعت م داضم                                                                                              |
| قيبطت ال             | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                         |
| عطاقت ال لعافت ال    | راف، ناسن                                                                                                        |
| SWISS                | Q96JM7                                                                                                           |
| نيتورب ال نزو        | 88kDa                                                                                                            |
| نحش ال               | جلت سيك                                                                                                          |