

Elisa و Wb- JI بنرأل نم تاخسننسملا ددعتم Lag3 داضم P18627

رصنعلا مقرر: CM0025217



ةمدقم

بنرأل نم تاخسننسملا ددعتم داضم ققحتلا مت (CD223) يرشبلا LAG3 فدهتسي ELISA و (Western blot) يرغل ليجرتلل هنم؛ ذرل او رأفلا عم لدابت م لكشب لعافت يةيعانملا شيتفتلا طاقن تاساردل بسانم ناطرسلل يعانملا جالعلا ثاحبأو

ديزملا فرعأ

لماعلا	هميقل
جتنملا مسا	LAG3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحالم	CD223; LAG3
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3902
GeneID	3902
دضتسملا	(NP_002277.4) يرشبلا LAG3 نم 29-170 ةينيألا ضامألا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنأ نيئورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	تاخسننسملا ددعتم داضأ
قيبطتلا	WB, ELISA
بعشتلا لعافتلا	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	P18627
نيئوربلا نزو	57kDa
نحشلا	جلت سيك