

Wb تاقىب بطتل Anti-Lamin B1 لئاسننل ددعت م داضم الم مسجل Chip - P20700 وElisa وlp وlf/lcc وIhc-P

ررضنعلال مقر: CM0023094



ةمدقم

Lamin B1، دض لئاسننل ددعت م بنراً داضم مسجل WB تاقىب بطتل هتيحالص نم ققحتل مت Lamin B1 فشك. وChIP وELISA وIP وIF/ICC وIHC-P وةساردل يلاثم. ينادرجل او يرأفل او يرشب ل B1 ميطنت و ةي وونل ةحي فصلال ةينب نياتاموركلا.

ديزمال فرعا

رايعم الم	ةم يال
جتنم الم مسا	Lamin B1 Rabbit pAb
ةراعتسم الم ءامسأل/اتاطحال الم	LMN: ADLD: LMN2: LMNB: MCPH26: Lamin B1
عونال	ناسنلإ
نيجال فرعم (ناسنلإ)	4001
نيجال فرعم	4001
يعانم الم دضتسم الم	Lamin B1 نم 397-586 ةي نم أال صامحال ل رطانم لسلست ىل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_005564.1).
ردص الم	بنرال
ةئفلا	لئاسننل ددعت م داضم ماسحا
قيبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
بالصت الم لعافت	درجال، رأفل، ناسنلإ
SWISS	P20700
ني تورب الم نزو	نوتلاد وليك 66
نحشال	جلت سيك