

Lamp1/Cd107A J- If/Icc, Fc - P11438 دص ةل يسنن لاي داحأ داضم رصنن عل مقرر: CM0012669



ةمدقم

دص عم قفارت م بنرأل نم ةل يسنن لاي داحأ داضم
هتخص نم ققحتل مت ،رأفلل LAMP1/CD107a
يلاثم .ايالخل قفدتو يعانم لاي غانمتسالل
ماهتلالاو ،ةلالحل تاميسي سجال ايجولوي ب ثاحبأل
ةيعي بطلل ةلتاقل ايلالخل ةيمسو ،يتاذل

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنم لاسا	mAb رأفلل LAMP1/CD107a دص يبنرأ داضم
ةراعتسم ءاسا/اتاطحال	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
عونل	رأف
نيسنن لاي فرع	3916
نيسنن لاي فرع	16783
دصتسم لاي	(NP_034814.2) رأفلل LAMP1/CD107a نم 208-363 ةينمأل اضا محأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتورب
ردصم لاي	بنرأ
ةئفل	ةل يسنن لاي داحأ داضم
قبيطتل	IF/ICC, FC
بالاصت لاي لغافت	رأف
SWISS	P11438
نيتوربال نزو	43kDa
نحش لاي	جلت سيك