


Lamp1/Cd107A J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11279

رصد نعل مقرر: CM0006711



مقدم

فلتؤم بنرأل نم ةللسنل دىحو داضم ققحتل م ت، يرشبل LAMP1/CD107a فدهتسى نم WB, IHC-P, IF/ICC, FC، و ELISA. ماتهتلالاو، ةلاحل تاميسجل ثاحبأل يلاثم ةيعيبطل ةلتاقل ايلخلل ةيمسو، يثاذل (NK).

ديزمل فرع

راى عمال	همى قل
جتنم الم سا	بنرأل نم ةللسنل دىحو داضم LAMP1/CD107a [م ةطساوب ققحتل م ت]
ةراعتسم ءامس/اتاطحال م	LAMP1; CD107a; LGP120
عونل	ناسن
GeneID (ناسن)	3916
GeneID	3916
دضتسم ل	(NP_005552.3) يرشبل LAMP1/CD107a نم 29-382 ةينيمأل ضامحال عم قفاوتى لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنل نيتورب
ردصم ل	بنرأ
ةئفل	ةللسنل ةدىحو داضم
قبططل	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (يلخا)، ELISA
عطاقتل لعافتل	ناسن
SWISS	P11279
نيتوربل نرو	38kDa/45kDa
نحشل	جلت سىك