


## بنرأل نم لاكشأل ددعتم ةل س ن ل ة د ا ح ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل ت ا ق ي ب ط ت ل ل Polymab® ة ن ق ت ب LAMP1/Cd107A ل ة د ا ض م ل Wb و IHC-P و IF/ICC و Elisa - P11438/P11279

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006795



### ة م د ق م

ن م ل ا ك ش أ ل د د ع ت م ة ل س ن ل ة د ا ح ة د ا ض م م س ج  
LAMP1/CD107a د ض K D ة ن ق ت ب د م ت ع م ب ن ر أ ل  
و IHC-P و Wb ت ا ق ي ب ط ت ل ل ة ر أ ف ل ل ا و ة ر ش ب ل  
ن ي و ك ت ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م ' E L I S A و I F / I C C  
ا ي ا ل خ ل ة م س و ة م و ز و ز ي ل ل ت ا م ي س ج ل  
ة ي ع ي ب ط ل ل ة ل ت ا ق ل

د ي ز م ل ف ر ع

| ر ا ي ع م ل                         | ة م ي ق ل                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ج ت م ل م س ا                       | LAMP1/CD107a Rabbit PolymAb® [K D ة ن ق ت ب د م ت ع م] |
| ة ل ي د ب ء ا م س أ / ت ا ط ح ا ل م | P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120              |
| ع و ن ل                             | ة ر أ ف / ة ر ش ب                                      |
| م ( ة ر ش ب ) ن ي ج ل ف ر ع م       | 3916                                                   |
| م ( ة ر أ ف ) ن ي ج ل ف ر ع م       | 16783                                                  |
| ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل             | ة ر أ ف ل / ة ر ش ب ل CD107a ل ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب   |
| ر د ص م ل                           | ب ن ر أ                                                |
| ة ف ل                               | ة ل س ن ل ة د ا ح ة د ا ض م م ا س ج أ                  |
| ت ا ق ي ب ط ت ل ل                   | Wb, IHC-P, IF/ICC, ELISA                               |
| ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل           | ة ر أ ف , ة ر ش ب                                      |
| SWISS                               | P11438/P11279                                          |
| ن ي ت و ر ب ل ن ز و                 | 43 ن و ت ل ا د و ل ي ك                                 |
| ل ح ش ل                             | ج ل ت س ي ك                                            |