

و Wb تاقىبطت لل Lamp2 دض ةلېسننل ددعت م داض م سح Ihc-P و If/Icc و Elisa - P13473

رصنع ال مقرر: CM0022922



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داض م سح
LAMP2 و IHC-P و IF/ICC و WB ل بسانم ، يرش بل لAMP2
رأف ال عم آب لاصتم أل عافت لعافت ي . ELISA و
ةلاح ال تامي سح ال نيوك ت شاح بأل يلاثم
MHC ةئ ف تادضتسم ضرعو ، ي تاذل ماهتلال او
II.

ديزم ال فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
حتنم ال مس	LAMP2 Rabbit pAb
ةراعتسم ال ءامسأل/تاطحال ال	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
عون ال	رش بل
نيج ال فرع م	3920
نيج ال فرع م	3920
يعانم ال دضتسم ال	(NP_002285.1) يرش بل LAMP2 ل 375 ي ل 29 م ةيني مأل ضامحال لباقي لسلسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيورب
ردص ال	بنرأل
ةئ ف	ةلېسننل ددعت م ال ةدض م ال ماسحال
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بل لاصتم ال لعافت ال	رأف ال ، رش بل
SWISS	P13473
نيورب ال نزو	نوتلاد وليك 45
نحش ال	جلت سيك