

## J- Lamp3 J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqv4

رصدنعال مقرر: CM0024706



### مقدم

LAMP3 دض بنرألل ةللسنل ددعت ماض م سح  
ع ELISA، و IHC-P، و WB-ل هتحص نم ققحتل مت  
بسانم. ذجل او رأفل او ناسنل ربع ةللعافت  
، ةنصغت ال اخل او ، يتاذل ماهتلال اأبأل  
ةقووم م اءام . ةسورفل ا وءءل او  
CamelBio نم (IVD) ربتمل صخشتلل

### ذلمل فرعا

| ململ              | مقلى                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ململ              | LAMP3 دض بنرألل ةللسنل ددعت ماض م سح                                                                  |
| راعسم س/اطااام    | LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP                                                 |
| عاونال            | ناسنل                                                                                                 |
| نجل فرعم          | 27074                                                                                                 |
| مصملا             | (NP_055213.2) رشبالب LAMP3 نم 140-380 ةنمىل اضااال عم قفاوئى لسلست ىل عىوتى بىكرتل اءام عىامءنا نىورب |
| رءصملا            | بنرأ                                                                                                  |
| ةئفلا             | ةللسنل ددعت ماض م سح                                                                                  |
| قبطتلا            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                      |
| ةعطاقتل ةللعافتلا | ذجل ، رأفل ، ناسنل                                                                                    |
| SWISS             | Q9UQV4                                                                                                |
| نئوربالب نزو      | نولءل ولىك 44                                                                                         |
| نحشلا             | جلى سىك                                                                                               |