

م (ت) Lap3 مض يبنرأأ ةللسنلأ ةديحو ةداضم الماسجأأ (ينيجلأ لالحمضالأ ةطساوب اهتحص نم ققحتلأ Wb، Ihc-P، Elisa - P28838 تاقيبطلل

رصنعلأ مقرر: CM0010893

ةمدقم

LAP3 ل داضم يبنرأأ ةللسنلأ ديحو داضم مسج لالحمضالأ ةطساوب هتحص نم ققحتلأ مت يبرغلأ فاشنلأ يف مدختسي، ينجلأ نع فشكي (Western blotting)، IHC-P و ELISA. يرشب لـ LAP3 يمزالابوتيسلأ زاديبتبونيمأ بالقتسا يف كراشي يذلاو، يذجلأو يرأفأل نم ققحتلأ تاساردل يلاثم. نويثاتولجلأ ينجلأ لالحمضالأ.

ديزملأ فرعأ

ةمعلم	ةمقلا
جتنم الماس	mAb يبنرأأ LAP3 [ينيجلأ لالحمضالأ ةطساوب هتحص نم ققحتلأ مت]
ةليدب ءامسأ / تاطحالأ	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106
عونلأ	يرشب
يرشب (ينيجلأ فرع)	51056
ينيجلأ فرع	51056
يعانم لدتسم الم	(NP_056991.2) يرشب LAP3 نيئورب نم 180 لىل 21 نم ةينيمأأ صامحالأ عم قفاوتي لسلست لىع يوتحي فشئتؤم يجامدنأ نيئورب
ردص الم	بنرأ
ةفأ	ةللسنلأ ةديحو ةداضم الماسجأأ
قيبطلل	WB, IHC-P, ELISA
لدابتلأ لغافتلأ	ذرج، راف، يرشب
SWISS	P28838
نيئورب لآ نرو	نوتلأاد وليك 56
نشلأ	جلت سيك