


Lc3A/Lc3B - داضم بنرأ نم ةليسنل ديحو داضم مسج
ةرطلبل لعافت يف مادختسالل Polymab® ةينقتب
(Ihc-P)، ني فاراب يجي سن يعانم خي طلت، (Wb) ةيبرغل
صا صت مالا رابتخاو، (If/Icc) يولخل حي قتلل/يعانملا قلأتل
Q9Gzq8 / Q9H492 - (Elisa) ميزنإلاب طبترملا يعانملا
CM0011757 :رصنعلا مقر



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةلئسنل ديحو داضم مسج
يتاذل ماهتلال اءاأل يرشبل ال LC3A/LC3B
WB، IHC-P، IF/ICC،
يلالم. اءءرل اءرئفل عم لعافتي. ELISA.
ةيتاذل ةيعلبل ماسءال اسارءل

ديزمل فرعا

معلومات	معلومات
جنت من الماس	PolymAb® بربنر LC3A/LC3B اصم مسج
هلبءامس/ااطالم	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
عون	برش
فرعم (برش)	84557/81631
فرعم	84557/81631
عانم الضمسم	برش الب LC3A/LC3B نم قشم عانطصا دبب
رصم	برنر
ةف	ةلسنل ةءو ةاضم الماسا
قبطلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لءام لعاقل	ءء؁ راف؁ برش
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
ننورب الزو	نولء ءل 14
نشل	ءلس سك