

ض ةل يس ن ال يداح أ داضم - Lc3B J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Gzq8

رصن عل م قر: CM0003700



ةمدقم

نم ققحت ال مت بنرأل نم ةل يس ن ال يداح أ داضم LC3B. فدهت سي KD WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. رآف ال، ناسن إل عم لعافت ي. ذرأل، ماةت الال ثاحبأل يلاثم. ذرأل

ديزل فرع

لماعم ال	ةم ي ال
جت نم ال مسا	[نم ققحت ال مت] LC3B Rabbit mAb
ةراعت سم ءامس/اتاطحال م	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
عاون ال	ناسن إل
GeneID (ناسن إل)	81631
GeneID	81631
دضت سم ال	ب يكرت ال داعم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةل يس ن ال يداح أ داضم
ق ي بطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقت الم لعافت ال	ذرأل، رآف ال، ناسن إل
SWISS	Q9GZQ8
ني تورب ال نزو	15 kDa
نحش ال	جلت ة ي قح