


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00338 لدھا دض ةلېسننل ددعت م داض م سح

رصنع ال مقرر: CM0014338



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داض م سح
هتحص نم ققحتل م ت. يرشب ال LDHA
ELISA و IP و IF/ICC و IHC-P و WB تاقېبطل
يلاثم. ناذرل او نارئفل او رشب ال عم لعافت
ضي أو، ةجسكأل صقنو، ركسل للحت ةسارل
ناطرسل.

ديزم ال فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مس	(pAb) بنرأل نم LDHA داض م سح
رخأ ءاس/اتاطح الم	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
عاوأل	يرشب
نيج ال فرعم	3939
نيج ال فرعم	3939
دضتسم ال	(NP_005557.1) يرشب ال LDHA نم 1-332 ةنيأل اضاأل قباطم لسلست ىلع يوتحي بيكرتال داعم يجامدن نيورب
ردصم ال	بنرأ
ةفأ	ةلېسننل ددعت م داض م سح
قېبطل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
لدابت ال لعافت	ذح، راف، يرشب
SWISS	P00338
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 26-39
نحش ال	جلت سيك