


## يبرغل ليجرتل ةجسنأل ددعتم Lepre1 (Gros1، Oi8) داضم (Wb) و Elisa - Q32P28

رصنعال مقرر: CM0014754



### ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةجسنأل ددعتم داضم  
يرشب ال Prolyl 3-hydroxylase 1  
تاقيبطل بسانم و (LEPRE1/GROS1/OI8)،  
ديفم ELISA و (Western blot) يبرغل ليجرتل  
ضارم أو نيحالوكلل يويحال قيلخلت لثاأ  
ي.مطعال لكيله.

### ديزمال فرع

| لماعمال         | ةمقيل                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنمالمسا       | LEPRE1 Rabbit pAb (LEPRE1)                                                                                |
| راعسممس/اتاطحال | OI8; GROS1; LEPRE1                                                                                        |
| عاونأل          | ناسنإ                                                                                                     |
| نيجال فرعم      | 64175                                                                                                     |
| دصتسمال         | LEPRE1 (NP_071751.3) يرشب ال 497-736 نم ةنيامأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتال داعم يحامدن نيورب |
| ردصمال          | بنرا                                                                                                      |
| ةئفال           | ةجسنأل ددعتم داضم                                                                                         |
| قيبطتال         | WB, ELISA                                                                                                 |
| عطاقمالمالعاتال | ناسنإ                                                                                                     |
| SWISS           | Q32P28                                                                                                    |
| نيوربال نزو     | 83kDa                                                                                                     |
| نحال            | جلت ةبيقح                                                                                                 |