

و Wb J- ني ت بل ل لب ق ت س م د ص ة ل ي س ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج If/Icc و Elisa - P48357

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0030554



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ة ل ي س ن ل د د ع ت م ي ب ن ر أ د ا ض م م س ج
(LEPR، CD295) ي ر ش ب ل ن ي ت ب ل ل ل ب ق ت س م
م E L I S A و I F / I C C و W B - J ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت
ي ف ث ب ل ل ي ل ا ث م . ذ ج ل ا ع م ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت
م ي ط ن ت ل ا و ، ة ق ا ط ل ن ز ا و ت ، ن ي ت ب ل ل ت ا ر ا ش إ
ي . ض ي أ ل .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت م ل م س ا	Leptin Receptor Rabbit pAb
ة ل ي د ب ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
ع و ن ل	ي ر ش ب
م ي ج ل ف ر ع م	3953
م ي ج ل ف ر ع م	3953
ة ط ش ن م ل ا ع ا ن م ل	(NP_002294.2) ي ر ش ب ل L E P R ن م 1070-1165 ة ن ي م أ ل ا ض ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل ي س ن ل د د ع ت م د ا ض م ل م ا س ج ا ل
ق ي ب ط ت ل	W B , I F / I C C , E L I S A
ع ط ا ق ت م ل ا ع ا ف ت ل	ذ ج ، ي ر ش ب
SWISS	P48357
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 132
ح ش ل	ج ل ث س ي ك